

ASEPTIQUE

Appliquer les bonnes pratiques de gestuelle aseptique sous poste de sécurité microbiologique (PSM)

Ce module pose ou repose les bases de la maîtrise du geste aseptique sous PSM, par l'analyse en situation et la prise de recul, que ce soit :

- dans le contexte de production ou contrôle GMP, pour garantir la sécurité du patient,
- ou en environnement de recherche et développement, pour limiter le nombre d'essais inexploitable pour cause de contamination microbiologique.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

- Identifier les risques de biocontamination sous PSM
- Intégrer à sa pratique les réflexes et gestes pour limiter la biocontamination
- Auto-évaluer ses pratiques aseptiques par des moyens simples

À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

- Toute personne, expérimentée ou débutante, amenée à réaliser des opérations sous PSM :
 - En recherche et développement,
 - Durant les phases d'amplification cellulaire d'UpStream Process,
 - Durant les transferts aseptiques sous PSM,
 - Durant certains process de répartition / filling aseptique
 - Au contrôle qualité microbiologie
- Aucun prérequis
- 4 personnes maximum

PROGRAMME

🕒 1 JOUR / 7 H

Identifier les risques de biocontamination sous PSM

- Rappels de microbiologie
- Principales sources de contamination

Intégrer à sa pratique les réflexes et gestes pour limiter la biocontamination

- Méthodes de prévention des contaminations via l'opérateur : hygiène et habillage, bases de l'asepsie et comportement en ZAC
- Méthodes de prévention des contaminations via le matériel que l'opérateur introduit et manipule dans l'environnement contrôlé : conception et classification des ZAC et PSM, bionettoyage des locaux et équipements

Auto-évaluer ses pratiques aseptiques par des moyens simples

- Prélèvements microbiologiques

MISES EN SITUATION 1 JOUR

- Entrée en ZAC : lavage des mains / port de la tenue / mise des gants
- Activité préparatoire - Gestion des entrées de matériel sous PSM : désinfection / décontamination, gestuelle lors de la mise à disposition, organisation du poste de travail droitier / gaucher
- Travail sous PSM : Gestuelle sous flux, travail en binôme et analyse des manipulations, gestion des temps d'attente, sous PSM ou en tant que manipulateur auxiliaire hors PSM, dans le respect des consignes de comportement en ZAC (posture, position des mains, communication verbale, capacité à rester immobile...), Gestion des entrées matériels en cours d'activité, Gestion des déchets, Bionettoyage du PSM
- Approche par analyse des risques de biocontamination

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Évaluation écrite sous forme de questionnaire

TARIF ET INSCRIPTIONS INTER-ENTREPRISES

€ 780 € HT/pers.

📅 Toutes les dates : www.groupe-imt.com/PR026

imt.industries@groupe-imt.com

02 47 713 713

NOS FORMATIONS SONT RÉALISABLES EN INTRA-ENTREPRISES. CONTACTEZ-NOUS !